



UTILISATION DE TETRAED WEB

Pour fonctionner le logiciel a besoin de l'application Silverlight.

Lors de la première connexion ce message peut apparaître :



Cliquer sur « Cliquer pour installer »

Puis

En haut à droite :



Identifiant et mot de passe ci-dessous

Nom d'utilisateur :
Mot de passe :

1- Demande d'analyses :

Il est possible de saisir un échantillon en fiche ou en liste :

Accueil Consultation **Demandes** A propos de

Saisie Fiche Saisie Liste


1-1 Saisie Fiche

Cocher échantillons non validés



Pour saisir un nouvel échantillon, cliquer sur le bouton suivant :


puis sur le



The screenshot shows the AVIMAR web application interface. On the left, there is a table listing various samples with columns for ID, date, reference, denomination, lot number, condition, and analysis type. On the right, the 'Nouvel échantillon' (New sample) form is displayed, featuring fields for 'Produit' (Product), 'Nature échantillon', 'Référence échantillon', 'N lot', 'Date fabrication', 'Date d'analyse', and 'Date de prélèvement'. Below the form is a search dropdown menu with a list of product codes and labels, such as 'FCD 06-01 D Marde' and 'FCD 2020 - Cat. 6.01 D : Filets de poissons crus, frais ou surgelés'. At the bottom of the interface, there are navigation buttons like 'Imprimer', 'Enregistrer', 'Annuler', and 'Valider'.

Renseigner les informations de l'échantillon
 Dans le champ dénomination de l'échantillon inscrire la nature de l'échantillon.

Puis sélectionner le ou les référentiels choisis.



« Enregistrer » l'échantillon

Il est possible d'ajouter des informations complémentaires dans les champs listes en allant dans l'onglet « Demandes – Saisie Liste » (voir 1-2 Saisie Liste)



Dupliquer un échantillon par le bouton


Modifier les champs si besoin puis l'enregistrer.

La grille qui s'affiche à gauche contient un récapitulatif des demandes déjà saisies.

Tant que l'échantillon n'est pas validé des modifications sont possibles. Une fois validé, l'échantillon n'est plus modifiable.

Une fois l'échantillon validé, les champs seront grisés.


Astuce : pour vérifier la saisie des référentiels pour chaque échantillon, cliquer 2 fois sur la 1^{ère} colonne du tableau en bas à droite (les lignes cochées se classent en haut)



The screenshot shows the 'Nouvel échantillon' (New sample) form. The 'Produit' field is set to 'AVIMAR PRODUIT AVIMAR'. The 'Référence échantillon' field is empty. The 'N° lot' field is empty. The 'Date fabrication' field is set to '20/11/2017'. The 'Date d'analyse' field is set to '20/11/2017'. The 'Date de prélèvement' field is set to '20/11/2017'. The 'Autre demande d'analyses' field is empty. The 'Recherche' field is empty. The 'Code' field is set to 'FCD 06-08 D Mante'. The 'Libelle' field is set to 'FCD 2020 - Cat 6.08 D - Produits en contact avec les aliments - Mante crues, salées'. The 'Valider' button is highlighted with a blue circle.

Validation de la demande d'analyse (envoi des demandes d'analyses au Laboratoire)

Pour valider les échantillons, les sélectionner dans le tableau de gauche puis cliquer sur Valider



The screenshot shows the 'Echantillon n° 5359169 (En cours)' form. The 'Produit' field is set to 'AVIMAR PRODUIT AVIMAR'. The 'Nature échantillon' field is set to 'PRODUIT AVIMAR'. The 'Référence échantillon' field is set to 'AB'. The 'N° lot' field is empty. The 'Date fabrication' field is set to '04/01/2021'. The 'Date d'analyse' field is set to '30/01/2021'. The 'Date de prélèvement' field is set to '05/01/2021'. The 'Autre demande d'analyses' field is empty. The 'Recherche' field is empty. The 'Code' field is set to 'FCD 06-08 D Mante'. The 'Libelle' field is set to 'FCD 2020 - Cat 6.08 D - Produits en contact avec les aliments - Mante crues, salées'. The 'Valider' button is highlighted with a blue circle.

Ne pas oublier de valider que les demandes d'analyses soient prises en charge au laboratoire AVIMAR

1-2 Saisie Liste

Attention : En Saisie Liste les champs « listes » ne sont pas actifs, (la liste n'apparaît pas), Ce sont des champs de saisie libre, Il est donc possible de modifier ou compléter un champ liste saisi dans l'onglet « Demande – Saisie Fiche »
Enregistrer ligne par ligne.

Accueil Consultation Demandes À propos de


Recherche

Faites glisser un en-tête de colonne ici pour grouper par cette colonne

N° E	Produit	Denomination	SERIE	N° Lot	Date Fabricat	DLC
------	---------	--------------	-------	--------	---------------	-----

-  Permet d'ajouter un nouvel échantillon
-  A cocher avant validation
-  Permet de dupliquer un échantillon
-  Permet d'enregistrer un échantillon
-  Permet de valider un échantillon

En cliquant sur le bouton ajouter un échantillon, la fenêtre suivante apparaît



The screenshot shows the Tetraed Web interface with a table of products. A dialog box titled 'Choix du produit' is open, allowing the user to select a product from a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing the following options:

- PH_Produit Alimentaire Produit Alimentaire
- AVIMAR PRODUIT AVIMAR
- AVIMARCH CHIFFONNETTE

Référence Client	Dénomination	Numéro de lot	DLC	TTR_Data_Debut_E	HA_AutresRef	Date réception	Conditionnement
3	PRODUIT AVIMAR 1						
3	PRODUIT AVIMAR 2						
AA	PRODUIT AVIMAR						
AB	PRODUIT AVIMAR						
2	AVIMAR CHARCUTERIE dlc			09/03/2020			
ref	AVIMAR MAREE			04/10/2019			
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	3233A		23/08/2019		23/08/2019	DARFRESH
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	3233A		23/08/2019		23/08/2019	DARFRESH
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	3233A		23/08/2019		23/08/2019	DARFRESH
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	3233A		23/08/2019		23/08/2019	DARFRESH
3-3	essai 3-2			30/08/2019		30/08/2019	
3-1	essai 3-1			30/08/2019		30/08/2019	
2-2	essai 2-2			29/08/2019		29/08/2019	
1-1	ESSAI 1-1			28/08/2019		28/08/2019	
3	Surface : CUISSON : TABLE ERTALENE PE			23/08/2019	COMM	23/08/2019	
2	BACON DE PORC TRANCHE SA	3233A		23/08/2019		23/08/2019	
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	3233A		23/08/2019		23/08/2019	

Cliquer sur sélectionner votre produit puis ok puis




Enregistrer

Puis compléter chaque colonne :



Puis cliquer sur et cocher la case (Permet de valider les germes à rechercher)



The screenshot shows the 'tetraed Web' interface with a table of samples. A dialog box titled 'Référentiel et PPMCT de l'échantillon' is open, allowing selection of a reference list. The table columns include: Référence Client, Dénomination, Numéro de lot, DLC, TTR_Data_Debut_E, HA_AutresRef, Date réception, and Conditionnement. The dialog box has radio buttons for 'Tous', 'Référentiel' (selected), and 'PPMCT'. It contains a search field and a list of items with checkboxes. The selected item is 'FCD 06-01 D Marée' with the description 'FCD 2020 - Cat 6.01 D : Filets de poissons crus, frais ou surgelés (ABVT, EC10, ST100, SAI25, List25, Hist200)'. Buttons 'OK' and 'Annuler' are at the bottom of the dialog.

Puis 



Un échantillon peut être dupliqué, par le bouton si la demande d'analyse (produit) est identique.

Dupliquer un échantillon puis 

Compléter les colonnes puis 

Tant que l'échantillon n'est pas validé des modifications sont possibles. Une fois validé,




l'échantillon n'est plus modifiable.

Une fois l'échantillon validé, les champs seront grisés.

La validation peut se faire sur une sélection de plusieurs échantillons.

Pour vérifier le ou les référentiels choisis pour l'échantillon, faire un double clic sur la ligne de l'échantillon.



The screenshot shows the 'tetraed Web' application interface. At the top, there are navigation links: 'Accueil', 'Consultation', 'Demandes', and 'À propos de'. Below this is a search bar labeled 'Recherche'. A table lists various samples with columns: 'Référence Client', 'Dénomination', 'Numéro de lot', 'DLC', 'TTR_Date_Debut_E', 'HA_AutresRef', 'Date réception', and 'Conditionnement'. A dialog box titled 'Référentiel et PPMCT de l'échantillon' is open, showing two columns: 'PPMCTs' and 'Référentiel'. The 'Référentiel' column contains the text 'FCD 06-01 D Marée'. An 'OK' button is at the bottom right of the dialog.

Référence Client	Dénomination	Numéro de lot	DLC	TTR_Date_Debut_E	HA_AutresRef	Date réception	Conditionnement
5	PRODUIT AVIMAR						
1	PRODUIT AVIMAR 1						
3	PRODUIT AVIMAR 2						
AA	PRODUIT AVIMAR						
AB	PRODUIT AVIMAR						
2	AVIMAR CHARCUTERIE dlc			09/03/2020			
ref	AVIMAR MAREE			04/10/2019			
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	J233A		23/08/2019		23/0	
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	J233A		23/08/2019		23/0	
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	J233A		23/08/2019		23/0	
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	J233A		23/08/2019		23/0	
3-3	essai 3-2			30/08/2019		30/0	
3-1	essai 3-1			30/08/2019		30/0	
2-2	essai 2-2			29/08/2019		29/0	
1-1	ESSAI 1-1			28/08/2019		28/0	
3	Surface : CUISSON ; TABLE ERTALENE PE			23/08/2019	COMM	23/0	
2	BACON DE PORC TRANCHE SA	J233A		23/08/2019		23/0	
1	BACON DE PORC TRANCHE SV	J233A		23/08/2019		23/0	

Ne pas oublier de valider pour que les demandes d'analyses soient prises en charge au laboratoire AVIMAR

2- Consultation

Ce menu regroupe l'accès à trois pages permettant la consultation des données concernant l'utilisateur : « Dossiers » - « Echantillons » et « Analyses ».



2-1 Consultation Dossiers

Lorsque l'utilisateur sélectionne un dossier, les échantillons contenus dans le dossier s'affichent dans la grille en haut à droite.

Lorsque l'utilisateur sélectionne un échantillon dans cette grille, les analyses se rapportant à l'échantillon sont affichés dans la grille en bas à droite. On visualise les résultats, les unités ainsi que les dates de validation.

Dans chacune de ces grilles, le champ « recherche » permet de réaliser des filtres.



Attention : **seuls les résultats dont le statut est SI (validé Signé) font foi**

Les dossiers dont le statut est E concernent des échantillons dont les analyses sont en cours.


Pour visualiser le bulletin d'analyse :

- Si plusieurs échantillons apparaissent le bulletin d'analyse (exemple Boites contact) :

Cliquer sur **Voir** situé à gauche de l'écran



Puis sur [Voir](#) dans la fenêtre qui s'ouvre



Faites glisser un en-tête de colonne ici pour grouper par cette colonne

Identifiant	Dénomination	Désignation du produit	Désignation du produit prélevé	Date début d'examen
H2002/1015	Rillettes de poissons			31/01/2020

Rapports

DETAILS

200127 H2002_1015 TRAITEUR Rillettes de poissons xxxx_790495 [Voir](#)

200127 H2002_1015 TRAITEUR Rillettes de poissons xxxx_790499 [Voir](#)

[OK](#)

IA	Code échantillon	Code PPMCT	Libellé	Résultat
	H2002/1015	HET_10_0300	Flora aérobie 30°C	< 100000
	H2002/1015	HBLac_g(5,6)	Flora Lactique	< 100000
	H2002/1015	HBLac_FT/FL100	FT/FL	-
	H2002/1015	HFC_10	Escherichia coli	< 10

Si un seul échantillon apparaît sur le bulletin d'analyse
Cliquez sur [Voir](#) situé à droite de l'écran



Accueil Consultation (Dossiers) Demandes À propos de

De 05/01/2020 à 05/02/2020

Recherche


Faites glisser un en-tête de colonne ici pour grouper par cette colonne

Code Dossier	Date de prélèvement	Statut	Rapports	Prenez contact
00020400	04/02/2020	SI	Voir	Voir
00020413	04/02/2020	SI	Voir	Voir
00020422	14/01/2020	SI	Voir	Voir

IA	Code échantillon	Code PPMCT	Libellé	Résultat	Date de validation
	H2002/1015	HET_10_0300	Flora aérobie 30°C	< 100000	04/02/2020
	H2002/1015	HBLac_g(5,6)	Flora Lactique	< 100000	04/02/2020
	H2002/1015	HBLac_FT/FL100	FT/FL	-	04/02/2020
	H2002/1015	HFC_10	Escherichia coli	< 10	04/02/2020
	H2002/1015	HST_100	Staphylocoque coag +	< 100	04/02/2020
	H2002/1015	HSalm_25	Salmonelle	Absence	04/02/2020
	H2002/1015	H_Citroa25	Citrobacter	Absence	04/02/2020
	H2002/1015	HUm_25	Listeria monocytogenes	Absence	04/02/2020

2-2 Consultation Echantillons :

Lorsque l'utilisateur sélectionne un échantillon dans la grille en haut les analyses se rapportant à cet échantillon sont affichés dans la grille en bas. On visualise les résultats, les unités ainsi que les dates de validation.




Attention : seuls les résultats qui ont une date de validation font foi


2-3 Consultation Analyses

- Dans ce menu, seules les analyses sont visibles




Attention : seuls les résultats qui ont une date de validation font foi

Il est possible de créer des filtres en déplaçant l'entête de la colonne dans le champ
« Faites glisser un en-tête de colonne ici pour grouper par cette colonne »



The screenshot shows the 'tetraed Web' interface. At the top, there are navigation links: 'Accueil', 'Consultation (Analyses)', 'Demandes', and 'À propos de'. Below these is a search bar with the text 'Recherche' and a date range 'Du 05/01/2020 15 au 05/02/2020 15'. A dropdown menu for 'Désignation de l'échantillon' is open, showing two categories: 'Désignation de l'échantillon: Rillettes de poissons' and 'Désignation de l'échantillon: Soupe de Poisson'. The 'Soupe de Poisson' category is selected, and a table of results is displayed below it. The table has columns for 'IA', 'Validation', 'Début d'examen', 'Code échantillon', 'Code PPMCT', 'Code paramètre', and 'Code Produit'. The first row is highlighted in blue.

IA	Validation	Début d'examen	Code échantillon	Code PPMCT	Code paramètre	Code Produit
③ Désignation de l'échantillon: Rillettes de poissons						
④ Désignation de l'échantillon: Soupe de Poisson						
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HSaR1_25	S_SAL	PH_Produit Alime
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HASR_30	H_ASR	PH_Produit Alime
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HST2_100	H_ST	PH_Produit Alime
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HCF_100	H_CF	PH_Produit Alime
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HEC_10	H_EC	PH_Produit Alime
● ●	04/02/2020	31/01/2020	H2002/1021	HFT_1000M (-4-5)	H_FT	PH_Produit Alime

Exemple : Filtre par désignation de l'échantillon

Il est possible de faire une recherche en saisissant un mot clé dans Recherche